


# KIRIYAMA Lab Grass Work Shop

— ミニヴィグルーカラム付分留装置を作ろう —



パイレックスガラス管から  
4つの各器具を製作します。

- 1、試料フラスコ
- 2、ヴィグルーカラム(分留管)
- 3、冷却管
- 4、注ぎ口付試験管



**KIRIYAMA LABORATORY**

TEL 03(3802)0005 FAX 03(3801)1170  
<http://www.kiriyama.co.jp>E-mail info@kiriyama.co.jp

