

桐山キップガス発生装置



可動実験例

〈装置概要〉

固体試料と液体試料の反応によって発生する気体をコック操作で必要な量だけ取り出せる装置です。


仕様

全長 約 700mm
横幅 約 270mm
奥行 約 130mm
容量 約 500ml
ジョイント 24/40
ゴム栓 No.9

部品構成

- A. 安全ロート
- B. 上部発生装置
- C. 下部発生装置
- D. 活栓付ガラス管
- E. 試料落下止め

※ QRコードからの本装置の模擬実験の動画(約90秒)を視聴できます。



有限会社 桐山製作所

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里2-31-11
URL <http://www.kiriyama.co.jp>
e-mail info@kiriyama.co.jp
TEL 03(3802)0005
FAX 03(3801)1170