


### AB25E-1 キュルダールの蒸留装置

溶剤の蒸留精製や反応物の濃縮に使用します。特にエーテルなど低沸点の突沸し易い溶剤に適しています。



### AB25E-1 キュルダールの蒸留装置

Joint Size	φ15 25	φ19 38	φ19 38	φ29 42	PRICE
Catalogue No.					
AB25E-1-1	500mℓ				¥ 94,500
-2			1000mℓ		¥ 102,500

表示の容量はフラスコの呼び名です。実際の仕込みは少量に見込んで下さい。

### 仕様

Catalogue No.			AB25E-1	
部 品	数	コード	-1	-2
丸底フラスコ	1	6	F6-2-13	F6-2-14
アブザッツ	2	26	A26-1-4	A26-1-6
トラップ	1	33	A33-2-2	A33-2-3
ト字管	1	27	A27-1-2	A27-1-3
温度計	1	46	TM46-2-5	TM46-2-5
空気冷却器	1	36	C36-1-4	C36-1-9
フールドリット冷却器	1	39	C39-1-1	C39-1-2
垂直吸引アダプター	1	32	A32-3-1	A32-3-3
丸底フラスコ	1	6	F6-2-12	F6-2-13

本図中の番号は各部品ごとの掲載頁を示します。