


## AB25F-1 ショートパス減圧蒸留装置

蒸気の蒸散距離を出来るだけ短くして、分子蒸留の考えに近づけた蒸留装置です。目盛付き分留管は多岐管と摺り合わせで接続し、4つのフラクションに分けることができます。一セットに分留受試験管は4つ付属しています。



**AB25F-1**  
ショートパス減圧蒸留装置

Joint Size	12 20	15 25	PRICE
Catalogue No.	AB25F-1		20ml ¥65,000

### 仕様

コード	Catalogue No.	部品名	Size	数
2	AB25F-2	目盛付管 5ml	12 20	4
3	-3	多岐管	15 25 12 20	1
4	-4	分留管	15 25 12 20	1
5	-5	ニロフラスコ 20ml	12 20 15 25	1
48	S48-2-1	キャピラリー栓	12 20	1
46	TM46-2-2	温度計 200℃	12 20	1

