

# 桐山中型昇華装置




[www.kiriyama.co.jp](http://www.kiriyama.co.jp)



# W77-3W 中型昇華装置

ミル氏昇華管を大型化したものです析出した結晶を取出し易くするために口の大きいセパラブルフラスコに装置しました。

50g程度の処理に適しており、半導体、医薬、香料の昇華精製等に使用します。



昇華外壁部（針状結晶）




稼働実験画像



成長した結晶部分を崩すことなく取出す事ができます。

(ガスクロマトグラフィー)



W77-3W 中型昇華装置

Joint Size	φ45	φ15
	φ50	φ25
Catalogue No.	内容積約 1ℓ	
W77-3W	¥125,000	

**有限会社桐山製作所**  
 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 2-31-11  
 URL <http://kiryama.co.jp>  
 e-mail : [info@kiryama.co.jp](mailto:info@kiryama.co.jp)  
 TEL 03(3802)0005(代)  
 FAX03(3801)1170