

桐山微量用昇華装置



W77A-3 型微量用昇華装置

従来のミル氏昇華管をベースに極少量の試料専用
に小型化した極微量昇華精製専用昇華装置で極微量の
試料の為に形状を最適化しました。

〈特徴〉

ジョイント部分と中心管を一体化したことにより、
デットスペースを無くし小型化に伴う接合部の
耐久性も向上し、扱い易く洗浄も容易な形状です。



コンパクトな本体と試料管



デットスペースが無い本体



左 W77A-3-2

右 W77A-3-1



稼働実験例



昇華精製（針状結晶）

ラインナップは極少量用 W77A-3-1(19/38) と
試料の結晶の成長の長さに合わせてジョイント
を大きくした W77A-3-2(24/40) と 2 タイプを
ご用意しております。

詳細は当社にお問い合わせください。

W77A-3-1 Joint Size 19/38 ￥ 29,000

W77A-3-2 Joint Size 24/40 ￥ 31,000

有限会社桐山製作所

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 2-31-11

URL <https://www.kiriyama.co.jp> TEL 03(3802)0005(代)
e-mail : info@kiriyama.co.jp FAX03(3801)1170

※実際発売の商品とはラインナップ、形状等、異なる場合
がありますのでご了承ください。